

FIV Ab Single Test 10 x #(2)800005
Rev.: KI-40-00210-01

FIV Ab Single Test

Rapid Test

- (PT) Teste para FIV Ab
- (CS) FIV Ab Single Test
- (PL) Test FIV Ab
- (RO) Testul unic FIV Ab
- (SK) FIV Ab Single Test
- (DA) FIV Ab Single Test
- (NO) FIV Ab enkelt test
- (SV) Singeltest FIV Ab
- (ZH) FIV Ab 单项测试

FIV Ab Single Test

Rapid Test



- (ES) Test de único Ac de VIF
- (FR) FIV Ab Single Test
- (DE) FIV Ab Einzeltest
- (IT) Test singolo FIV Ab
- (NL) FIV Ab enkele test

For use in cats

Reorder # (2)800005


LOT 40002TTMMJJ

XXXX-MM



8 72017139957
Distributed by:
Covetrus BV
Beversestraat 23
5431 SL Cuijk (NL)
cbproducts@covetrus.com
Distrivel, S.L.
Registro entidad:
importadora HCMR-0097

FIV Ab Single Test 2 x #(2)800015
Rev.: KI-40-00202-01



FIV Ab Single Test

Rapid Test

- (ES) Test de único Ac de VIF
- (FR) FIV Ab Single Test
- (DE) FIV Ab Einzeltest
- (IT) Test singolo FIV Ab
- (NL) FIV Ab enkele test
- (PT) Teste para FIV Ab
- (CS) FIV Ab Single Test
- (PL) Test FIV Ab
- (RO) Testul unic FIV Ab
- (SK) FIV Ab Single Test
- (DA) FIV Ab Single Test
- (NO) FIV Ab enkelt test
- (SV) Singeltest FIV Ab
- (ZH) FIV Ab 单项测试

For use in cats

Reorder # (2)800015

Rev.: PO-40-002-01

covetrus

FIV Ab Single Test single teststrip

LOT: 40002TTMMJJ Exp.: 2022-03

Distributed by:
Covetrus BV
Beversestraat 23
5431 SL Cuijk (NL)
cbproducts@covetrus.com

FIV Ab Single Test

Instructions for use

(ES) Test de único Ac de VIF - Instrucciones de uso

(FR) FIV Ab Single Test - Mode d'emploi

(DE) FIV Ab Einzeltest - Gebrauchsanweisung

(IT) Test singolo FIV Ab - Istruzioni per l'uso

(NL) FIV Ab enkele test - Gebruiksaanwijzing

(PT) Teste para FIV Ab - Instruções de uso

(CS) FIV Ab Single Test - Návod na použití

(EN) FIV Ab Single Test Instructions for use

The Covetrus FIV Ab rapid test is used to test for feline immunodeficiency virus (FIV) antibodies in serum, plasma or whole blood.

Handling of samples

Do not refrigerate samples at room temperature for extended periods. Serum and plasma can be stored between 2-8°C for up to three days. For longer storage, the samples should be frozen at below -20°C. Venous whole blood should be stored between 2-8°C, if the test is due to be carried out within two days from sampling. Do not freeze whole blood samples. Bring the samples to room temperature before testing. Frozen samples must be fully thawed before testing and mixed well. Samples should not be refrozen and thawed.

General instructions for the use of blood samples

Separate the serum by centrifugation of the sample from the blood, to avoid hemolysis. • Heparinized and EDTA blood can be used to extract plasma. • Only use clear rather than haemolysed samples. • Testing should take place immediately after sampling.

Test procedure

Figure 1: Testing with serum and plasma

a. Draw blood sample from cat and extract the serum or plasma. Take the test pipette and draw sample material up into pipette. Add one drop of the sample material to the sample well. Wait a few seconds, to allow the strip to fully absorb the sample material.

b. Then add another drop of reagent to the test strip. If the liquid does not begin to run up on the strip after a few seconds, add another drop of reagent to the sample well.

Figure 2: Testing with whole blood

a. Draw blood sample from cat. Take the test pipette and draw sample material up into pipette. Add one drop of the sample material to the sample well. Wait up to one minute, to allow the strip to fully absorb the sample material.

b. Then add another drop of reagent to the test strip. If the liquid does not begin to run up on the strip after a few seconds, add another drop of reagent to the sample well.

Analysis (Figures 3 and 4):

After 10 minutes, one or two red lines will appear in the reaction field, and the test can be analysed.

Positive test result (Figure 3):

Both test line and the control line appear in the reaction field.

Negative test result (Figure 4):

Only the control line appears in the reaction field.

Invalid:

If no control line is shown, the test is invalid.

NB: All test results that are read after 10 minutes are invalid.

Disposal

All materials used must be disposed of carefully, because the material could be infectious. Test materials and used cassettes must be put in plastic bags and then disposed of.

Please note:

For veterinary use only. • Only for professional use. • Use the cassette as soon as possible after opening. • Please follow the procedure required for sample quantity. • Do not apply any sample material to the reaction field. • Do not touch the reaction field. • Use only the fluid supplied. • Do not use after the expiry date. • Do not use the test cassette if the packaging is damaged. • Observe analysis times indicated. Store and transport the test only at the temperatures indicated.

(ES) Test de único Ac de VIF

Instrucciones de uso

El test rápido de Ac de VIF de Covetrus se emplea para detectar feline immunodeficiency virus (FIV) antibodies en suero, plasma o sangre total.

Manejo de la muestra

No deje las muestras a temperatura ambiente demasiado tiempo. El suero y el plasma se pueden almacenar a una temperatura de entre 2-8°C durante hasta 3 días. Para prolongar el almacenamiento, las muestras deben congelarse a una temperatura inferior a -20°C. La sangre total venosa debe almacenarse entre 2-8°C si el test se va a llevar a cabo dentro de los dos días posteriores a la obtención de la muestra. No congele las muestras más allá de los tres días posteriores a la obtención de la muestra. No congele el test. Las muestras deben estar totalmente descongeladas y mezclarse bien antes de realizar el test. Las muestras no deben volver a congelarse y descongelarse.

Instrucciones generales para el uso de muestras de sangre

Separar el suero o el plasma lo más rápidamente posible de la sangre para evitar hemólisis. • Si se puede separar sangre heparinizada o con EDTA para la extracción de plasma. • Utilice solo muestras claras y evite las hemólisis. • El test debe realizarse inmediatamente después de obtener la muestra.

Realización del test

Figure 1: Test de suero o plasma

a. Traza la extracción de sangre del gato, extraiga el suero o el plasma. Con la pipeta, recoge el material de la muestra obtenida. Añada una gota del material de muestra al pozo de muestra. La solución comenzará a imregnar la reactiva. Si el líquido no comienza a imregnar la muestra, añada otra gota de reactiva al pozo de muestra.

Figure 2: Test de sangre total

a. Extraiga sangre del gato. Con la pipeta del test, recoge el material de muestra obtenido. Añada una gota del material de muestra al pozo de muestra. Deje que el material de muestra impregne por completo la tira. A veces será necesario esperar hasta un minuto. A continuación, abra el soporte de reactiva y añada dos gotas del suero de muestra. La solución comenzará a imregnar la reactiva. Si el líquido no comienza a imregnar la tira después de unos segundos, añada otra gota de reactiva al pozo de muestra.

Análisis

Figure 3: Resultado positivo

Si aparece la línea de control, el test no será válido.

Nota: Las lecturas de los resultados posteriores a los 10 minutos no serán válidas.

Eliminación de residuos

Todos los materiales deben desecharse con precaución, ya que pueden ser infecciosos. Los materiales del test y los casetes utilizados deben introducirse en bolsas de plástico antes de desecharse.

Recuerde:

Solo para uso veterinario. • Solo para uso profesional. • Utilice únicamente el material de la muestra obtenida. Añada una gota del material de muestra al pozo de muestra.

b. A continuación, abra el soporte de reactiva y añada otra gota de reactiva al pozo de muestra. La solución comenzará a imregnar la reactiva. Si el líquido no comienza a imregnar la muestra, añada otra gota de reactiva al pozo de muestra.

Figure 3: Resultado negativo

Si no aparece la línea de control, el test no será válido.

Nota: Las lecturas de los resultados posteriores a los 10 minutos no serán válidas.

Eliminación de residuos

Todos los materiales deben desecharse con precaución, ya que pueden ser infecciosos. Los materiales del test y los casetes utilizados deben introducirse en bolsas de plástico antes de desecharse.

Recuerde:

Solo para uso veterinario. • Solo para uso profesional. • Utilice únicamente el material de la muestra obtenida. • Respete la cantidad de muestra requerida. • No aplique ningún material de muestra al reactiva. • No toque el cuadro reactivo. • Utilice únicamente la solución suministrada. • No utilice el producto tras la fecha de caducidad. • No utilice el casete del test si el embalaje está dañado. • Cumpla los tiempos de análisis indicados. • Observe estrictamente las temperaturas indicadas para el almacenamiento y transporte.




Figure 1

serum/plasma




Figure 2

whole blood




Figure 3

+



Figure 4

-



Figure 1

Teste singolo FIV Ab

Istruzione per l'uso

Il test rapido Covetrus FIV Ab è utilizzato per testare la presenza degli anticorpi del virus dell'immunodeficienza felina (FIV), nel siero, nel plasma o nel sangue totale.

Gestione dei campioni

Non conservare i campioni a temperatura ambiente per troppo tempo. Il siero e il plasma possono essere conservati tra 2-8°C per 3 giorni. Maxima permanenza di 7 giorni. Per una conservazione più lunga, i campioni devono essere congelati a una temperatura inferiore a -20°C. Le sangue totale venoso deve essere conservato a -20°C. Se il test è fatto entro 2 giorni, non è necessario congelare. Non congelare campioni di sangue totale. Portare i campioni a temperatura ambiente prima del test. I campioni prelevati devono essere completamente scongelati prima del test e mescolati bene. I campioni congelati devono essere completamente scongelati prima del test e mescolati bene. I campioni congelati non devono essere congelati e rimessi.

Istruzione generali per l'utilizzo dei campioni di sangue:

Separare il siero o lo plasma più rapidamente possibile dal sangue, per evitare l'emolis. • E possibile usare siringhe e guanti di gomma o guanti di poliuretano. • Utilizzare solo campioni chiari anziché ematici. • I test devono essere eseguiti immediatamente dopo il campionamento.

Procedura di prova

Figura 1: Test in caso di siero o plasma

a. Prelevare il sangue dal gatto e estrarre il siero o lo plasma. Usando la pipetta, prendere il materiale del campione e aggiungerlo nel pozzetto del campione. Lasciare il campione a riposo per 10 minuti.

b. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

c. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

d. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

e. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

f. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

g. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

h. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

i. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

j. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

k. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

l. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

m. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

n. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

o. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

p. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

q. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

r. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

s. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

t. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

u. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

v. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

w. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

x. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

y. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

z. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

aa. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

bb. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

cc. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

dd. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

ee. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

ff. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

gg. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

hh. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

ii. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

jj. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

kk. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

ll. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

mm. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

nn. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

oo. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

pp. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

qq. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

rr. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

ss. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

tt. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

uu. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

vv. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

ww. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

xx. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

yy. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

zz. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

aa. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

bb. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.


cc. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

dd. Aggiungere il reattivo del reagente e agitare due gotte sulle due punte del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

ee. Aggiungere il siero o lo plasma sul pozzo del test. Il liquido comincia a migrare sulla banda reattiva. Se il liquido non comincia a migrare sulla banda reattiva, aggiungere altre due gotte di reagente.

(PL) Test FIV Ab - Instrukcja użycia

- (RO) Testul unic FIV Ab - Instructiuni de utilizare**
- (SK) FIV Ab Single Test - Návod na použitie**
- (DA) FIV Ab Single Test - Bruksanvisning**
- (NO) FIV Ab enkelt test - Bruksanvisning**
- (SV) Singletest FIV Ab - Instruktioner**
- (ZH) FIV Ab 单项测试 - 使用说明**

**(PL) Test FIV Ab - Instrukcja użycia**

Szybki test Covetrus FIV Ab służy do wykrywania przeciwciał wirusa kociego niedoboru immunologicznego (FIV) w sierowcu lub plazmie krwi.

Przygotowanie próbki do badania:

Próbki nie powinny być przechowywane przez dłuższy czas w temperaturze pokojowej. Sierowcy i osocza mogą być przechowywane w temperaturze 2-8 °C przez maksymalnie 3 dni. W celu dłuższego przechowywania, próbki powinny zostać zamrożone w temperaturze poniżej -20 °C. Zamrożone próbki muszą zostać całkowicie rozgrzane przed badaniem. Krew należy przechowywać w temperaturze 2-8 °C, jeżeli badanie zostanie przeprowadzone po 24 godzinach od momentu pobrania próbki. Przed badaniem doprowadzić próbki do temperatury pokojowej. Nie zamrażać próbek krwi kocią.

Ogólna instrukcja użycia próbek krwi:

Należy oddzielić sierowice lub osocza od krwi tak szybko, jak to możliwe aby uniknąć hemolizy. Krew heparynową z krew EDTA można zastosować do ekstrakcji osocza. • Używać wyłącznie czystych, a nie hemolizujących próbek. • Badanie należy przeprowadzić natychmiast po pobraniu próbki.

Procedura badania:**Ryc. 1: Wykonywanie próbki sierowicy i osocza**

- a. Należy pojąć krew od kota po odkłuciu sierowicy lub osocza. Używając pipety z etui kasetę testową należy pobierać materiał próbki. Dodać krople materiału próbki na dwoje oczka absorpcyjne. Należy pozycji aby materiał wszedł jak najszybciej przez kilkę sekund.

- b. Otworzyć folię odczynczą i dodać dwie krople na każde oczko absorpcyjne. Plyn zaczyna migrać przez pole testowe. Jeśli cieciu nie zapełnia płyta testowego po kilku sekundach, należy dodać dodatkową kropkę na każde oczko absorpcyjne.

Ryc. 2: Wykonywanie próbki sierowicy i osocza

- a. Pojęć krew z zwierzęcia. Używając pipety z etui kasetę testową należy pojąć materiał do badania. Ostrożnie dokleić kropki materiału do badania z oczkiem absorpcyjnym. Kropka powinna być całkowicie zaabsorbowana i zacząć migrać przez pole testowe. W niektórych przypadkach może to trwać do 1 minuty.

- b. Następnie otworzyć folię odczynczą i dodać dwie krople na każde oczko absorpcyjne. Plyn zaczyna migrać przez pole testowe. Jeśli cieciu po kilku sekundach płyty nie zaczyna zapełniać płyty testowej, należy dodać dodatkową kropkę odczynczą na oczko absorpcyjne.

Analiza:

Ryc. 3: Po 10 minutach je możliwe test wykonać. W reaknem polu sa objav jedna alebo dve crvene crte.

Tekstovacia výsklad testu (obrázok 3):

Testovacia výsklad testu je výsledok. Dokonca je sklad testovacia člarka sa musi interpretovať ako pozitívny výsklad testu.

Negatívny výsklad (obrázok 4):

Výsklad je iba kontrolná člarka, test je negatívny.

Neplatný výsklad:

Výsklad je iba kontrolná člarka, ktorá sa odčíta po veku až 10 minútach, sú neplatné.

Línky výskladu:

Všetky pozitívne materiely musia byť zlikvidované s ohľadom na ich možnosť infekcie.

Testovacie výskazy a použitie kažej sa musia učiť do plastových vrecučiek a potom byť zlikvidované.

Upozornenie:

Len pre výskum profesionálneho • Len pre profesionálne používanie • Kazetu používajte čo najskôr po otvorení • Dôrazujte požadované množstvo výskazy • Nemáname do reakného polu žiadny materiál • Nedôjde k reakácii na reakčného polu • Používajte iba dodanú tekutinu • Neopoužívajte po uplynutí dátumu expirácie • Nepoužívajte testovaciu kazetu, ak je odoslaná pred termínom expirácie • Nedôjde k reakácii významné ēasy výhodnotenie • Test skladuje preprávky na uvedenom termíne.

Ważne uwagi:

Tylko do użytku weterynaryjnego • Tylko do użytku profesjonalnego • Kasety należy użyć jak najszybciej po otwarciu • Przestrzegać wymaganej ilości próbki • Nie aplikować żadnego materiału do badania po pale testowym • Nie dotykać pale testowego • Używać tylko z płytkami dołączonymi do próbki • Nie używać pale testowego • Nie używać kasety testowej, jeśli okapowane jest uszkodzenie • Przestrzegać wskazanych czasów analiz wyników • Przechowywać i transportować testy tylko we wskazanym zakresie temperatur

(RO) Testul unic FIV Ab - Instrucii de utilizare

Testul rapid Covetrus FIV Ab este utilizat pentru testarea anticorpilor virusului imunodeficientului felin (FIV) în sier, plasma sau sânge integral.

Manipularea esențională:

Noi răsturnăm la temperatura camerei mult timp. Sier și plasma pot fi păstrate între 2 și 8 °C până la 3 săptămâni. Pentru a păstra mai lung, esențialnele trebuie să se păstreze între -20 °C. Sângel trebuie păstrat între 2 și 8 °C, testul trebuie efectuat în două zile. Nu se poate păstra peste 10 minute. Aducăți probele la temperatură înainte de testarea. Probile trebuie să fie închise și să fie lăsată să se răcească pe baza de testare după cîteva secunde, adăugăți încă o picătură de reactiv în orificiu de testare.

Instrucii generale pentru utilizarea probelor de săng:

Separati sier sau plasma că mai reprezintă posibil de săng, pentru a evita hemoliza. • Pentru a extraige plasma pot fi utilizate tuburi cu heparină și EDTA • Utilizați doar probă clare.

Procedura de testare:

Figura 1: Testarea cu sier și plasma

A. Należy pojąć próbki i extraigę sier i osocza. Folosind pipetą do testu, preluati material de probă obrotu. Adăugăți o picătură din materialul esențional. Adăugăți o picătură din sier în cele două orificii de testare. Lăsați materialul probă să se absoberă pentru cîteva secunde.

B. Apăsați deconținutul flaconul cu reactiv și adăugăți două picături în cele două orificii de testare. Lichidul începe să răceleze baza de test. Dacă lichidul nu începe să reacționeze pe baza de testare după cîteva secunde, adăugăți încă o picătură de reactiv în orificiu de testare.

Analișă:

Figura 3: Reacție a săngului

După 10 minute, testul poate fi analizat. Pe câmpul de reacție apar una sau două linii roșii.

Rezultatul testului pozitiv (figura 3):

Linia de controlă și linia de reacție sunt visibile.

NB: chiar și linia de testare slabă trebuie interpretată ca un rezultat pozitiv al testului.

Rezultat negativ (figura 4):

Numerul liniei de control devine vizibilă.

Invalid:

Dacă nu este astăzi nicio linie de control, testul este invalid.

Dispozitive:

Totul ce este utilizat trebuie aruncat cu atenție, deoarece materialul ar putea fi infectat.

Materialele de testare și caseta folosite trebuie să fie puște în pungi de plastic și apoi aruncate.

Vă rugăm să rețineți:

Dacă purăt la animal • Dacă purăt la profesional • Utilizați caseta căi mai curând posibil după deschidere • Vă rugăm să respectați cantitatea de esanție necesară • Nu aplicăți materialul de probă pe câmpul de reacție • Nu atingeți câmpul de reacție • Utilizați doar fluidul furnizat • Nu folosiți după data de expirare • Nu folosiți caseta de testare dacă ambalajul este deteriorat • Respectați termii de analiză indicati • Depozitați și transportați testul doar la temperaturile indicate

Sensitivity and Specificity

Sensitivity	91,67 %
Specificity	97,83 %

Reorder # (2)800005**Reorder # (2)800015**

Distributed by:

Covetrus BV

Beversestraat 23

5431 SL Cuijk (NL)

cbproducts@covetrus.com

Distivet, S.L.

Registro entidad

